

REMICADE® 100 mg

Stofnaam	Infliximab (biosynthetisch)
Klasse	Middelen bij chronische immuungemedieerde aandoeningen – TNF-remmers

Farmaceutische vorm	Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
----------------------------	---

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 10 ml water voor injectie; gebruik een injectienaald van 21 G (0,8 mm)
richt de stroom water voor injectie langs de glazen wand van de injectieflacon; flacon voorzichtig ronddraaien zonder te schudden; laat de oplossing 5 min. staan |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | leng aan met NaCl 0,9% tot 250 ml.
Trek eerst het volume NaCl 0,9% gelijk aan het volume toe te dienen Remicade®-oplossing uit de infuuszak van 250 ml, voeg vervolgens langzaam het volume van de Remicade®-oplossing toe aan de infuuszak en meng. Controleer of de oplossing kleurloos tot lichtgeel is. De oplossing kan een aantal kleine doorschijnende deeltjes bevatten. Niet gebruiken wanneer ondoorzichtige deeltjes, verkleuring of andere vreemde deeltjes zichtbaar zijn. |

Toedienen

- | | |
|------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |

- IV perfusie over minstens 2 uur (max. 2 ml/min) m.b.v. een infuusset met een in-line, steriele, niet-pyrogeen filter met een lage eiwitbinding (poriegrootte 1,2 mc of kleiner). Het is aangeraden dat alles met de fabrikant van de filters besproken wordt zodat de specificaties overeenkomen met de filters. Bv.: micron low protein binding filter 0,2 mcm van Carefusion (referentienummer: C20350) OF Intrapur lipid 1,2 mcm van Braun (referentienummer: 4099702)

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	bewaren in de koelkast (2 – 8°C), maximaal 6 maanden bij 25°C
Na oplossen	max. 24 uur bij 2 – 8°C (bij voorkeur binnen 3 uur na bereiding)
Na verdunnen	max. 24 uur bij 2 – 8°C (bij voorkeur binnen 3 uur na bereiding toedienen)

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen NVT

Onverenigbare infusen

- Bijzonderheden**
- Bij volwassen patiënten die minimaal 3 initiële infusies van 2 uur met Remicade hebben verdragen en die onderhoudstherapie krijgen, kan overwogen worden om volgende infusies te geven in een tijdsduur van niet minder dan 1 uur. Als in samenhang met een verkorte infusie een infusiëreactie optreedt, kan voor volgende infusies een lagere infusiesnelheid overwogen worden als de behandeling moet worden voortgezet. Verkorte infusies met doses > 6 mg/kg zijn niet onderzocht.
 - pH = 7,2



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0767-616
ATC: L04AB02

Bronnen

1. SKP Remicade (07/2009)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 24/03/2016)
3. Firma B. Braun Medical B.V (06/2015)
4. Firma Carefusion (06/2015)

(24/03/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.